

お客様各位

2016年12月吉日

L-column シリーズ

「カートリッジ式ガードカラム カートリッジ」製品改良のお知らせ

謹啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は本機構製品にご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、カートリッジ式ガードカラムのカートリッジにつきまして、使用上の利便性の向上、長寿命化を目的とした製品改良を実施させていただきます。

なお、カートリッジ式ガードカラム専用ホルダーは、今までどおり従来品でもご使用できます。

1. 対象製品

カートリッジ式ガードカラム カートリッジ

内径 2.0 mm (長さ 5 mm) 及び 内径 4.6 mm (長さ 10 mm)


Cat. No.	内容
752330	L-column2 ODS, 粒子径 5 μ m 内径 2.0 mm カートリッジ(3 個)
752050	L-column2 ODS, 粒子径 5 μ m 内径 4.6 mm カートリッジ(3 個)
752333	L-column2 C8, 粒子径 5 μ m 内径 2.0 mm カートリッジ(3 個)
752053	L-column2 C8, 粒子径 5 μ m 内径 4.6 mm カートリッジ(3 個)
752336	L-column2 C6-Phenyl, 粒子径 5 μ m 内径 2.0 mm カートリッジ(3 個)
752056	L-column2 C6-Phenyl, 粒子径 5 μ m 内径 4.6 mm カートリッジ(3 個)
652330	L-column ODS, 粒子径 5 μ m 内径 2.0 mm カートリッジ(3 個)
652050	L-column ODS, 粒子径 5 μ m 内径 4.6 mm カートリッジ(3 個)
652333	L-column C8, 粒子径 5 μ m 内径 2.0 mm カートリッジ(3 個)
652053	L-column C8, 粒子径 5 μ m 内径 4.6 mm カートリッジ(3 個)
652337	L-column ODS-P, 粒子径 5 μ m 内径 2.0 mm カートリッジ(3 個)
652057	L-column ODS-P, 粒子径 5 μ m 内径 4.6 mm カートリッジ(3 個)

2. 改良内容

改良品は PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) の一部をステンレスに変更することで、キャップ部分の変形による交換が不要となります。

3. 改良製品の移行時期

2017 年 1 月以降。



詳細につきましては、価格改定一覧をご覧ください。お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何とぞ事情ご賢察の上、ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

ご不明な点につきましては、東京事業所クロマト技術部へご連絡ください。

一般財団法人化学物質評価研究機構

東京事業所 クロマト技術部

TEL: 0480-37-2601 / FAX: 0480-37-2521

E-mail: chromat@ceri.jp